

ACTUALIZADOR SGA a version 2.4.5 (desde 2.4.0)

Este actualizador es válido para actualizar el software LADIE SGA a la versión 2.4.5

REQUISITO

El software a actualizar debe ser versión 2.4.0 o posterior

Si su software es una versión ANTERIOR a dicha versión, por favor contáctese telefónicamente o via e-mail a LADIE audiología.

Proceso de actualización:

1. Descomprima el archivo "ActualizadorSGAv245d240.rar" en una carpeta cualquiera de su PC (recuerde el nombre de dicha carpeta)
NOTA: si no posee este archivo contactese con LADIE Audiología.
2. Ejecute el archivo "setup.exe"
3. Siga los pasos de instalación hasta completarla.
4. Si aparece un cartel que pregunta si se desea reemplazar archivos de este instalador por versiones instaladas elija "NO A TODO"